

GENTLEpower LUX

Instrumenten voor motoren met INTRAMatic LUX koppeling

■ GENTLEpower LUX handstuk 10 LP



1.001.5660

Handstuk 1:1

Glasstaaf-lichtleider

Voor hand- en hoekstukboren

Binnengevoerde gescheiden koelmedia

Wasbaar in thermodesinfector

Steriliseerbaar tot 135 °C

■ GENTLEpower LUX hoekstuk 25 LP



1.001.2849

Overzettings-hoekstuk 1:5

Glasstaaf-lichtleider

Keramisch kogellager

Binnengevoerde gescheiden koelmedia

Wisselbaar microfilter

Vast gemonteerde kop met drievoudige spray

Wasbaar in thermodesinfector

Steriliseerbaar tot 135 °C

■ GENTLEpower LUX onderdeel 7 LP



1.001.7452

Reduceeronderdeel 2,7:1

Glasstaaf-lichtleider

Binnengevoerde gescheiden koelmedia

Wasbaar in thermodesinfector

Steriliseerbaar tot 135 °C

Aanwijzing:

INTRA LUX koppelen zie bladzijde 28-31

■ GENTLEpower LUX onderdeel 20 LP



1.001.7453

Onderdeel 1:1

Glasstaaf-lichtleider

Binnengevoerde gescheiden koelmedia

Wasbaar in thermodesinfector

Steriliseerbaar tot 135 °C

Aanwijzing:

INTRA LUX koppelen zie bladzijde 28-31

■ GENTLEpower LUX onderdeel 29 LP



1.001.7454

Reduceeronderdeel 7,4:1

Glasstaaf-lichtleider

Binnengevoerde gescheiden koelmedia

Wasbaar in thermodesinfector

Steriliseerbaar tot 135 °C

Aanwijzing:

INTRA LUX koppelen zie bladzijde 28-31

INTRAcompact

Instrumenten met licht

■ INTRAcompact 2068 LHC

**1.003.7701***Overdraging 1:1**Glasstaaf-lichtleider**Binnengevoerde gescheiden koelmedia met
drukknop-spantang voor hoekstukkboeren**Vuilafstotend en versterkt
spansysteem**Wasbaar in thermodesinfector**Steriliseerbaar tot 135 °C*

■ INTRAcompact 2052 LHC

**1.003.7702***Overdraging 1:1**Glasstaaf-lichtleider**Binnengevoerde gescheiden koelmedia**Met drukknop-spantang voor
miniatur hoekstukkboeren (1,6 mm)**Wasbaar in thermodesinfector**Steriliseerbaar tot 135 °C*

■ INTRAcompact 2080 LHC

**1.004.7784***Overdraging 1:1**Glasstaaf-lichtleider voor turbineboeren**Diameter 1,6 mm.**Max. 40.000 min⁻¹**Drukknop-spantang**Binnengevoerde, gescheiden koelmedia*

■ INTRAcompact 0767 LHC

**1.003.7703***Reducering 5,4:1**Glasstaaf-lichtleider**Binnengevoerde gescheiden koelmedia**Met drukknop-spantang voor
hoekstukkboeren**Vuilafstotend en versterkt
spansysteem**Wasbaar in thermodesinfector**Steriliseerbaar tot 135 °C*



■ INTRAc compact 0768 LHC



1.004.7783

Reduering 2,7:1
Glasstaaf-lichtleider
Max. 14.800 min⁻¹
Met drukknop-spantang voor
hoekstukkoren
Vuilafstotend en versterkt
spansysteem
Binnengevoerde, gescheiden koelmedia

■ INTRAc compact 2967 LHC



1.003.7704

Reduering 14,8:1
Glasstaaf-lichtleider
Binnengevoerde, gescheiden koelmedia
met drukknop-spantang voor
hoekstukkoren
Vuilafstotend en versterkt
spansysteem
Wasbaar in thermodesinfector
Steriliseerbaar tot 135 °C

■ INTRAc compact 25 LHC



1.003.7705

Overzetting 1:5
Glasstaaf-lichtleider
Binnengevoerde, gescheiden koelmedia met
drukknop-spantang
Keramisch kogellager
Wasbaar in thermodesinfector
Steriliseerbaar tot 135 °C

■ INTRAc compact 25 LCS



1.003.7706

Overzetting 1:5
Glasstaaf-lichtleider
Binnengevoerde, gescheiden koelmedia met
drukknop-spantang
Keramisch kogellager
Wasbaar in thermodesinfector
Steriliseerbaar tot 135 °C
Voor E-motoren met koellucht < 6 Nl



INTRACompact

Instrumenten zonder licht

■ INTRACompact 2068 CHC



I.003.7708

Overdraging 1:1
 Binnengevoerde gescheiden koelmedia met
 Drukknop-spantang voorhoekstukkoren
 Vuilafstotend en versterkt spansysteem
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C

■ INTRACompact 2052 CHC



I.003.7709

Overdraging 1:1
 Binnengevoerde gescheiden koelmedia Met
 drukknop-spantang voor miniatuur
 hoekstukkoren (16 mm)
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C

■ INTRACompact 2080 CHC



I.003.7710

Overdraging 1:1
 Binnengevoerde gescheiden koelmedia
 Met drukknop-spantang voor
 turbineboren Ø 1,6 mm
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C

■ INTRACompact 0767 CHC



I.003.7711

Reducering 5,4:1
 Binnengevoerde gescheiden
 koelmedia met drukknop-spantang
 voor hoekstukkoren
 Vuilafstotend en versterkt spansysteem
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C

■ INTRACompact 2967 CHC



I.003.7712

Reducering 14,8:1
 Binnengevoerde gescheiden koelmedia
 Met drukknop-spantang voor hoekstukkoren
 Vuilafstotend en versterkt spansysteem
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C



■ INTRAcompact 293I CHC



I.003.7713

Profylactisch reduceerhoekstuk 14,8:1
Binnengevoerde gescheiden koelmedia
Profylactische kop met opname voor:

- Snap-on
 - Screw-on-opzettingen
- Wasbaar in thermodesinfector
Steriliseerbaar tot 135 °C

■ INTRAcompact 206I CHC



I.003.7714

Profylactisch hoekstuk 1:1
Binnengevoerde gescheiden koelmedia
Voor intensief vijlen
Prepcontrolkop met 36 rustinstellingen
Voor het vergrendelen van de polijstinzet Met
gedempte slag 0,8 mm
Wasbaar in thermodesinfector
Steriliseerbaar tot 135 °C

■ INTRAcompact 25 CHC



I.003.7715

Overzetting 1:5
Binnengevoerde gescheiden koelmedia
Met drukknoop-spantang
Keramisch kogellager
Wasbaar in thermodesinfector
Steriliseerbaar tot 135 °C

■ INTRAcompact 10 CHC



I.003.7716

Overdraging 1:1
Binnengevoerde gescheiden koelmedia
Wasbaar in thermodesinfector
Steriliseerbaar tot 135 °C



ENDOadvance

De veilige roterende zuivering

De veilige roterende zuivering met draaimomentbegrenzing voor alle op de markt gangbare NiTi-vijlen bv. PROTAPER; PROFILE; GT-rotary, M-file

■ ENDOadvance LUX NT 120 L



1.002.4497

Reductie 120:1

4 draaimomenten instelbaar;

0,25 Ncm

0,5 Ncm

1,0 Ncm

3,0 Ncm

gepatenteerde glijkoppeling

Kophoek 100° - perfecte toegang tot

de wortelkanalen ook in de kiezen

Kleine kop - daardoor lage totale hoogte

Kanaalzuivering net zo veilig als met stand-alone-apparatuur

Perfect zicht door 25.000 Lux

ENDOstraight

Het makkelijke Endo-handstuk

Roterende zuivering zonder draaimomentbegrenzing

Kophoek 100° Perfecte toegang tot de wortelkanalen

ook in de kiezen

Kleine kop - daardoor lage totale hoogte

Kort en compact - perfecte balans

■ ENDOstraight E 120



1.002.6141

Reductie 120:1

■ ENDOstraight E 40



1.002.7561

Reductie 40:1

MULTIflex LUX/DiaLUX

Turbinehoekstuk met licht

■ GENTLEsilence LUX Turbine 8000 B

**1.000.0800**

Drukknop-spantang
 Keramisch kogellager
 Viervoudige spray
 Automatische aanpassing aandrijfdruk
 Terugzuigstop
 Wisselbaar microfilter
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C

■ SUPERtorque LUX Turbine 660 B

**1.002.2200**

Turbinehoekstuk
 Drukknop-spantang
 Keramisch kogellager
 Viervoudige spray
 Terugzuigstop
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C

■ BELLAtorque Mini LUX Turbine 637 B

**0.553.2210**

Turbinehoekstuk
 Drukknop-spantang
 Keramisch kogellager
 Enkelvoudige spray
 Automatische aanpassing aandrijfdruk
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C

■ GENTLEmini LUX 5000 B

**1.002.3300**

Turbinehoekstuk
 Miniatuur-kopbehuizing
 Drukknop-spantang
 Keramisch kogellager
 Drievoudige spray
 Automatische aanpassing aandrijfdruk
 Terugzuigstop
 Wisselbaar microfilter
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C





MULTIflex

Turbinehoekstuk zonder licht

■ GENTLEsilence Turbine 8000 C



1.000.2800
 Turbinehoekstuk
 Drukknop-spantang
 Keramisch kogellager
 Viervoudige spray
 Automatische aanpassing aandrijfdruk
 Terugzuigstop
 Wisselbaar microfilter
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C



■ SUPERtorque Turbine 660 C



1.002.2100
 Turbinehoekstuk
 Drukknop-spantang
 Keramisch kogellager
 Viervoudige spray
 Terugzuigstop
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C



■ BELLAtorque Mini Turbine 637 C



1.002.7827
 Turbinehoekstuk
 Drukknop-spantang
 Keramisch kogellager
 Enkelvoudige spray
 Automatische aanpassing aandrijfdruk
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C

■ GENTLEmini LUX 5000 C



1.003.7706
 Vertaling 1:5
 Glasstaaf-Glasvezel
 intern apart Koelmiddelen met
 Drukknop-spantang
 Keramisch kogellager
 Wasbaar in thermodesinfector
 Steriliseerbaar tot 135 °C
 für E-Motoren mit Kühlluft < 6 NI

MULTIflex LUX

Koppelingen met licht

■ MULTIflex LUX Koppeling 465 LRN



0.553.1550

*Met 4-gaten LUX-aansluiting
Sprayregulering via draairing met
Ruststellingen
Terugslagventiel*

■ MULTIflex LUX Koppeling 456 CN



0.553.1580

*Met 4-gaten LUX-aansluiting
Sprayregulering via draairing
Terugslagventiel
Voor oudere Sirona-apparatuur*

■ MULTIflex LUX Koppeling 456 LMN



0.553.1560

*Met 4-gaten LUX-aansluiting
Sprayregulering via draairing
Terugslagventiel
Voor Sirona M1-apparatuur*

■ MULTIflex LUX Koppeling Midwest



0.553.1390

*Passend op Midwest-koudlichtverzorging
Met geïntegreerde glasstaaf-lichtleider*



MULTiflex
Koppelingen zonder licht

■ MULTiflex Koppeling 453 N



0.553.1610
3-gaten Normanslot (Borden)
Met terugslagventiel

■ MULTiflex Koppeling 454 N



0.553.1620
2-gaten Normanslot (Borden)
Met terugslagventiel

■ MULTiflex Koppeling 465 RN



0.553.1600
4-gaten Normanslot,
Sprayregulering met draairing
en ruststellingen
en terugslagventiel

■ MULTiflex Koppeling 457



0.553.1210
met 4-gaten Normanslot
Zonder sprayreguleringskraan



SONICflex

Airscaler zonder licht

■ SONICflex Set 2003



■ SONICflex handstuk 2003 X (L)



1.000.8334

- Frequentie: 6.000 Hz
- 3 amplitudes - daarom 3 prestaties
120 μ m, 160 μ m, 240 μ m
- Bewegingsrichting: circulair

- Zeer zacht

Inhalt:

- Met draaimomentsleutel
- Met elk een SONICflex scalertip
Nr. 5 / 6 / 7

1.000.4246

Inhalt:

- met draaimomentsleutel 1.000.4887
- zonder tips

SONICflex

Airscaler met licht

■ SONICflex Set 2003



■ SONICflex handstuk 2003 L



1.000.8334

- Frequentie: 6.000 Hz
- 3 amplitudes - daarom 3 prestaties
120 μ m, 160 μ m, 240 μ m
- Bewegingsrichting: circulair
- Zeer zacht

Inhalt:

- Met draaimomentsleutel
- Met elk een SONICflex scalertip
Nr. 5 / 6 / 7

1.000.4246

Inhalt:

- met draaimomentsleutel 1.000.4887
- zonder tips



SONICflex scaler

Toebehoren

- Tips voor effectieve en voorzichtige tandsteenverwijdering
- Profylaxe
- Moeiteloos reinigen
- Zeer schone oppervlakten
- Ontziet de tandoppervlakten

■ SONICflex scaler tipset



I.000.4983

Inhalt:

- Elk een SONICflex scalertip
Nr. 5/ 6/ 7

■ SONICflex scaler tip Nr. 5



0.571.5171

Vorm 'Universeel'

■ SONICflex scaler tip Nr. 6



0.571.5181

Vorm 'Sikkel'

■ SONICflex scaler tip Nr. 7



0.571.5191

Vorm 'Perio'

■ SONICflex scaler tip Nr. 8




0.571.5371

Vorm 'Perio'
extra lange uitvoering

■ Draaimomentsleutel

I.000.4887



SONICflex clean

Tips/borstels

- Tip met verschillende borstelinzetten voor de volledige reiniging van de oppervlakten
- Reiniging van implantaatoppervlakten bij periimplantitis
- Reiniging van kroonuiteinden na provisorische
- Verwijderen van cementresten
- Moeiteloos reinigen
- Zeer schone oppervlakten

■ SONICflex clean borstelset



0.571.0001

Inhalt:

- 1 SONICflex clean tip nr. 48
- Elk 5 stuks van de 6 borstelsoorten



■ SONICflex clean tip Nr. 48

0.571.0401



■ SONICflex clean borstel Nr. 1

0.571.0402

5-pack 1.004.4125



■ SONICflex clean borstel Nr. 2

0.571.0412

5-pack 1.004.4126



■ SONICflex clean borstel Nr. 3

0.571.0422

5-pack 1.004.4127



■ SONICflex clean borstel Nr. 4

0.571.0432

5-pack 1.004.4128



■ SONICflex clean borstel Nr. 5

0.571.0472

5-pack 1.004.4129



■ SONICflex clean borstel Nr. 6

0.571.0482

Ser Pack 1.004.4130



SONICflex paro

Tips

- 3 lange, afgeronde tips gebogen in verschillende axiale richtingen voor de ideale bereikbaarheid van alle gleuven in de overeenkomstige kwadranten
- Reinigen van de worteloppervlakten bij gesloten curettage, geschikt voor gleufdieptes tot 9 mm
- Grondige verwijdering van harde en zachte aanslag
- Snel en moeiteloos werken
- Sterke kiemreductie door geluidsinwerking en spoeling
- Gebruik van externe spoelvloeistoffen mogelijk

■ SONICflex paro tipset



0.571.0371

Inhoud:

- Elk een SONICflex paro tip
Nr. 60 / 61 / 62

■ SONICflex paro tip Nr. 60 juist



0.571.7402

Voor voortanden

■ SONICflex paro tip Nr. 61



0.571.7412

Voor furcaties, molaren

■ SONICflex paro tip Nr. 62 rechts



0.571.7422

Voor furcaties, molaren



SONICflex rootplaner

Tips

- 4 diamanttips, verschillend gebogen, voor de ideale bereikbaarheid van de worteloppervlakten en furcaties volgens Prof. Kocher
- Reinigen van de worteloppervlakten en de moeilijk bereikbare furcaties van harde aanslag bij een open curettage
- Grondi

■ SONICflex rootplaner tipset



0.571.0301

Inhalt:

- Elk een SONICflex rootplaner tip Nr.24/25/26/27
- 1 tussenstuk voor externe koelmiddelaansluiting
- 1 sleutel
- 1 stericassette

■ SONICflex rootplaner tip Nr. 24 knop klein, links



0.571.5621

Diamantering D 25

Voor moeilijk bereikbare furcaties

■ SONICflex rootplaner tip Nr. 25 knop klein, rechts



0.571.5631

Diamantering D 25

Voor moeilijk bereikbare furcaties

■ SONICflex rootplaner tip Nr. 26 knop klein, universeel



0.571.5641

Universeel, diamantering D 25

Effectieve reiniging van gladde oppervlakten en concaviteiten

■ SONICflex rootplaner tip Nr. 27 knop groot, perio



0.571.5651

Diamantering D 25

Effectieve reiniging van gladde oppervlakten en concaviteiten

■ Cassette

0.411.9101

Steriliseerbaar tot 135 °C

SONICflex cem

Tips

- Zacht en precies inzetten van inlays
- Reductie van de randspleet
- Verbeterde pasnauwkeurigheid van de inlays

■ SONICflex cem tip Nr. 12



0.571.5431

Inhoud:

- 1 SONICflex cem tip nr. 12
- 1 opschroefbare cem-opzet

■ CEM-opzet

0.571.7142 4



SONICflex seal

Tips

- Voorbereiden van fissuren, perfecte aanvulling op DIAGNOdent
- Pijnarm optrekken van de fissuur
- Bijzonder geschikt voor de behandeling van kinderen

■ SONICflex seal conisch D 46 Nr. 45



1.000.8323

Inhoud:

- 1 conische gediamenteerde SONICflex sealtip
- Diameter 0,5 mm



SONICflex micro

Tips

- Eenzijdig gediamanteerde tips voor minimaal invasieve preparatie van kleine laesies
- Minimaal invasieve cariëstherapie, bijzonder in het apoximaal
- Maximaal ontzien van de gezonde tandharts substantie
- Snel en moeiteloos werken
- Geen risico op beschadiging van naastliggende tand
- Makkelijke vulling met vloeibare composiet

■ SONICflex micro

0.571.0421

Inhoud:

- Elk een SONICflex micro tip
Nr. 30 / 31 / 32 / 33
- Elk een SONICflex bevel tip
Nr. 58 / 59
- Cassette 0.411.9101

■ SONICflex micro tip Nr. 28

0.571.6741

*Torpedovorm mesiaal
Diamantering D 25*

■ SONICflex micro tip Nr. 29

0.571.6731

*Torpedovorm distaal
Diamantering D 25*

■ SONICflex micro tip Nr. 30

0.571.6811

*Kleine halfkogel mesiaal
Diamantering D 46*

■ SONICflex micro tip Nr. 31

0.571.6801

*Kleine halfkogel distaal
Diamantering D 46*

■ SONICflex micro tip Nr. 32

0.571.6831

*Grote halfkogel mesiaal
Diamantering D 46*

■ SONICflex micro tip Nr. 33

0.571.6821

*Grote halfkogel distaal
Diamantering D 46*

SONICflex bevel

Tips

- Eenzijdig gediarmanteerde tips voor gericht afschuiven van geprepareerde kleine laesies
- Afschuiven van de smeltranden (-prisma's)
- Optimalisatie van de kleving
- Minimalisatie van de randspleet

■ SONICflex bevel tip set



0.571.0391

Inhoud:

- 1 SONICflex bevel tip nr. 58
- 1 SONICflex bevel tip nr. 59

■ SONICflex bevel tip Nr. 58 mesiaal



0.571.7392

Diamantering D 46

■ SONICflex bevel tip Nr. 59 distaal



0.571.7382

Diamantering D 46




SONICflex angle

Tips

- Tips met afgeronde gediamanteerde werkkuiteinden (voorzijde gediamanteerd) voor micropreparatie in moeilijk bereikbare plaatsen volgens Dr. Hugo
- Tunnelpreparaties, d.w.z. de proximale cariëslaesie wordt door de caviteit in de naastliggende tand geprepareerd
- Maximaal ontzien van de tandharts substantie door behoud van de randlijst.
- Optimale esthetiek, omdat de vulling noch oclusaal, noch lateraal zichtbaar is

■ SONICflex angle tipset



0.571.0341

Inhoud:

- Een SONICflex angle tip Nr. 54, mesiaal
- Een SONICflex angle tip Nr. 53, distaal

■ SONICflex angle tip Nr. 53 distaal



0.571.7302

Diamantering D 46

■ SONICflex angle tip Nr. 54 mesiaal



0.571.7292

Diamantering D 46



SONICflex prep

Tips voor gedefinieerde caviteitenpreparatie

- Eenzijdig gediamenteerde tips met gedefinieerde kantenhoek
- Preparatie (bij 2003 met trap 3) en finering (trap 1) van approximale caviteiten voor inlays en deelkronen
- Vermijding van ongewenste kapeffecten
- Geen beschadiging van de naastgelegen tand
- Perfecte randen
- Gedefinieerde hoek

SONICflex prep gold

Ideale caviteitenranden voor Gold-Inlays en deelkronen
 Hoek: lateraal 45° - 60° en cervicaal 60° volgens Dr. Hugo

■ SONICflex prep gold tip set



0.571.0321

Inhoud:

- 1 SONICflex prep gold tip
Nr. 49, mesiaal
- 1 SONICflex prep gold tip
Nr. 50, distaal

■ SONICflex prep gold tip Nr. 49 mesiaal



0.571.7212

Diamantering D 46

■ SONICflex prep gold tip Nr. 50 distaal



0.571.7222

Diamantering D 46




SONICflex prep ceram

Ideale caviteitenranden voor laboratoriumgemaakte keramische inlays.

Hoek: lateraal 30° en cervicaal 15° volgens Dr. Hugo

■ SONICflex prep ceram tip set



0.571.0331

Inhoud:

- 1 SONICflex prep ceram tip Nr. 51 mesiaal
- 1 SONICflex prep ceram tip Nr. 52, distaal

■ SONICflex prep ceram tip Nr. 51 mesiaal



0.571.7262

Diamantering D 46

■ SONICflex prep ceram tip Nr. 52 distaal



0.571.7272

Diamantering D 46

SONICflex prep CAD/CAM

Ideale caviteitenranden voor alle CAD/CAM-systemen zoals EVEREST, CEREC etc.

Hoek: lateraal 90° en cervicaal 30° - Divergentie: 2°

■ SONICflex prep CAD/CAM tip set



1.002.1988

Inhoud:

- 1 SONICflex prep CAD/CAM tip Nr. 34 mesiaal
- 1 SONICflex prep CAD/CAM tip Nr. 35 distaal

■ CAD-CAM mesiaal gebogen Nr. 34



1.002.1984

Diamantering D 46

■ CAD-CAM distaal gebogen Nr. 35



1.002.1986

Diamantering D 46





SONICflex - cariex D

Tips

- Gediamanteerde tips voor het excaveren van cariës
- Excavering van kleine cariëslaesies en voor het fineren en prepareren van de caviteit
- Snelle en effectieve verwijdering van het carieuze materiaal
- Zeer rustig voor de patiënt, omdat geen vibraties worden overgedragen.
- Bijzonder geschikt voor de behandeling van kinderen

■ SONICflex cariex D tip set

1.000.7378

Inhoud:

- 1 gediamanteerde tip kogelvorm
Diameter 0,8 mm
- 1 gediamanteerde tip kogelvorm
Diameter 1,2 mm



■ SONICflex cariex 0.8 Nr. 42

1.000.7105

Kogelvorm, diamantering D 64
Diameter 0,8 mm



■ SONICflex cariex 1.2 Nr. 43

1.000.7167

Kogelvorm, diamantering D 64
Diameter 1,2 mm



SONICflex - cariex TC

Tips

- Hardmetalen tips voor het excaveren van cariës
- Excaveren van grote cariëslesies
- Weghalen van weerstand biedend materiaal
- Snelle en effectieve verwijdering van het carieuze materiaal
- Zeer rustig voor de patiënt, omdat geen vibraties worden overgedragen
- Bijzonder geschikt voor de behandeling van kinderen

■ SONICflex cariex TC tip set



1.000.7379

Inhoud:

- 1 Tip uit hardmetaal kogelvorm
Diameter 1,0 mm
- 1 Tip uit hardmetaal kogelvorm
Diameter 1,4 mm

■ SONICflex cariex 1.0 Nr. 71



1.000.7362

■ SONICflex cariex 1.4 Nr. 72



1.000.7363



SONICflex retro Tips/Toebehoren

- Gediamenteerde tips voor as-rechte retrograde wortelkanaalbehandeling volgens Dr. Ilgenstein
- Retrograde verzegeling van het wortelkanaal
- Kleine toegang
- Aspreciese zuivering
- Minimale caviteiten

■ SONICflex retro tips set



■ SONICflex retro tip Nr. 56



■ SONICflex retro tip Nr. 57



■ SONICflex retro tip Nr. 16



■ SONICflex retro tip Nr. 17



■ SONICflex retro tip Nr. 20



■ SONICflex retro tip Nr. 21



0.571.0381

Inhoud:

- Elk een SONICflex retrotip
Nr. 16 / 17 / 20 / 21 / 55 / 56 / 57
- 2 SONICflex retro stopper
- 1 tussenstuk voor externe
- 1 sleutel

0.571.7322

Opzoeken van het kanaal

0.571.7332

Opzoeken van het kanaal

0.571.5541

Preparatie van het kanaal

0.571.5581


Preparatie van het kanaal

0.571.5521

Preparatie van de kapeffecten

0.571.5561

Preparatie van de kapeffecten



SONICflex retro

Tips/Toebehoren

■ SONICflex retro tip Nr.55

0.571.7342

Voortand



■ SONICflex retro stopper, links*

0.571.5601

■ SONICflex retro stopper, rechts*

0.571.5611

SONICflex retro stopper*



Nr. 56 Nr. 57 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 55

■ Tussenstuk

1.000.6296

*Voor toevoer van medicinale vloeistoffen
(bv. steriele zoutoplossing)*

■ Sleutel

0.411.0892

* Voor nadere info bel met Merk M.



SONICflex - endo

Tips

- Bij gebruik van loepbril of OP-microscopie optimaal zicht tijdens de preparatie in het pulpencavum
- Preparatie en vormgeven van het pulpencavum
- Zoeken verstopte kanaalingen
- Preparatie en vormgeven van de kanaalingen
- Verwijderen van vulmaterialen bij revisies
- Werken met zicht bij gebruik van OP-microscopie
- Niet rotatiesymmetrische kanaalzuivering mogelijk

■ SONICflex endo tip set



I.000.5828

Inhoud:

- Elk een SONICflex endo-tip
Nr. 66 / 67 / 68 / 69 / 70
- 1 sleutel

■ SONICflex endo tip Nr. 66



I.000.5825

Knop groot, diamantering D 46

Vormgeven van de toegangscaviteiten

■ SONICflex endo tip Nr. 67



I.000.5822

Conisch 125°, diamantering D 46

Verwijden grotere kanalen

■ SONICflex endo tip Nr. 68



I.000.5823

Conisch 112°, diamantering D 46

Verwijden grotere kanalen

■ SONICflex endo tip Nr. 69



I.000.5827

Knop klein, diamantering D 46

Verwijderen van resten van de wortelkanaalvulling

■ SONICflex endo tip Nr. 70



I.000.5821

Conisch 117°, diamantering D 25

Tip niet gediamanteerd

Voor bijzonder lange en brede kanalen

■ Sleutel

0.411.0892



SONICflex - bone

Tips

- Oscillerende botbewerking ter aanvulling op roterende bewerking met hand- en hoekstukken
- Bone-Splitting, Sinus-Bodem-Elevation, Distractie
- Hoge zekerheid en precisie
- Voorkomen van schade aan kwetsbaar zacht weefsel, zoals Schneider'sche membraan en nervus mandibularis
- Minimaliseert de verhitting van het weefsel

■ SONICflex bone Set

I.004.3874

Inhoud:

- SONICflex bone tips
 - Nr. 80 / 81 / 82 / 83 / 84
- Met geïntegreerde externe koelmedia-aansluiting en stericassette



■ SONICflex bone tip Nr. 80

I.004.3875

Vierkant snijdend voor bone-splitting, distractie enz.



■ SONICflex bone tip Nr. 81

I.004.3876

Kogel groot diamantering D 46 voor sinus-bodem-elevation



■ SONICflex bone tip Nr. 82

I.004.3877

Kogel groot niet gediamanteerd voor sinus-bodem-elevation



■ SONICflex bone tip Nr. 83

I.004.3878

Zaag sagitaal



■ SONICflex bone tip Nr. 84

I.004.3879

Zaag axiaal



SONICflex implant

Tips/borstels

- Metaalvrije tip
- Subgingivale reiniging van de gepolijste implantaathals en de gepolijste oppervlakten van de supraconstructie
- Moeiteloos werken
- Zeer schone oppervlakten
- Geen verruwing van de gepolijste oppervlakten

■ SONICflex implant Set



1.003.8167

Inhoud:


- 1 SONICflex clean tip nr. 48
- Elk 10 polymeerpinnen (voor eenmalig gebruik)

■ SONICflex implant refill



1.003.8168

Navulset met 30 pinnen (voor eenmalig gebruik)



RONDOflex plus Air Abrasion System

■ RONDOflex plus 360



I.002.2179

*Air-Abrasion systeem met waterspray
Vergelijkbare effectiviteit - minder stofvorming
Met Multiflex-aansluiting*

Indicatie:

- *Minimaalinvasieve caviteitenpreparatie*
- *Minimaalinvasieve fissurezuivering*
- *Zuiveren van kleevlakken*
- *Verwijderen van cementresten bv. in kronen en bruggen*

Inhoud:

- *Poederhouder voor 50 µm*
- *Poederhouder voor 27 µm*
- *Deksel voor poederhouders (2 stuks)*
- *Reinigingsboren*
- *Buisnaalden (2 stuks)*
- *Abrasiepoeder 27 µm - 75 g*
- *Abrasiepoeder*
- *Canule 90°: 0,64 mm + 0,46 mm*
- *Canule 110°: 0,64 mm + 0,46 mm*
- *Sleutel voor het fixeren van de canule*

■ RONDOflex-poeder 27µm 1000g

I.000.5957

■ RONDOflex-poeder 50µm 1000g

I.000.5956

■ Pulverbehälter blauw 27µm

I.003.1235

■ Pulverbehälter blauw 50µm

I.003.1236

■ Rubbersluiting

I.000.2678





RONDOflex plus RONDOflex plus

■ Canule gemonteerd

1.002.9179

■ 90° Ø 0,64 mm large

■ Canule gemonteerd

1.002.6251

■ 110° Ø 0,64 mm large

■ Canule gemonteerd

1.002.9182

■ 90° Ø 0,64 mm small

■ Canule gemonteerd

1.002.9176

■ 110° Ø 0,64 mm small

■ Reinigingsboor lang

1.001.3602

■ Buisnaald

0.573.6052

■ Sleutel

1.002.6250

■ Beschermbril

1.000.9006

DIAGNOdent pen

Apparaat/toebehoren

■ DIAGNOdent pen 2190

**1.002.7000**

Draadloos handstuk voor vroegtijdige ontdekking van verstopte cariës:

- In de fissuur
- Op gladde oppervlakken
- Approximaal

Verder detectie van concrenten in parodontaal-pockets..

De bevindingen worden digitaal en akoestisch aangegeven. Het apparaat wordt aangedreven door batterijen en is daarom onafhankelijk van het stroomnet. Standaard wordt meegeleverd:

- Handstuk
- Steri-Cassette
- Batterij AAA
- Kalibreerreferentie
- I Fissurensonde (ook voor gladde oppervlakken)
- I Approximaalsonde

■ DIAGNOdent Fissurensonde van saffier

**1.002.6967**

Kegelvormige tip voor fissuren

Steriliseerbaar in de autoclav tot 135 °C

■ DIAGNOdent Approximaalsonde saffier

**1.002.6970**

Lichtuittreding op 100° verstrooid

Met bijbehorende markering

Steriliseerbaar in de autoclav tot 135 °C

■ DIAGNOdent Parosonde saffier

**1.004.0370**

Lange tip voor gleuven tot 9 mm

Steriliseerbaar in de autoclav tot 135 °C

DIAGNOdent pen

Apparaat/toebehoren

- Stericassette DIAGNOdent pen 2190



I.002.7011

*Voor opname van de sondes voor de
stericyclus en voor bewaren
Met referentie voor het afstellen van de
DIAGNOdent-waarde
Opzet voor Approx-sondes*

- Houder DIAGNOdent pen 2190



I.004.1520



DIAGNOdent

Apparaat/toebehooren

■ DIAGNOdent 2095



0.574.0500

Een autarkisch, variabel inzetbaar apparaat om pathologische veranderingen aan de tand (bv. cariës, demineralisering) te herkennen. De bevindingen worden digitaal en akoestisch aangegeven. Het apparaat wordt aangedreven door batterijen en is daarom onafhankelijk van het stroomnet

Met

- Handstuk opbergplaats
- Mediaslang
- Accubehuizing incl. 5 accu's 1,5 V
- Stericassette met kalibreerstandaard
- 1 handstuk voor opname van de sondes
- 4 sondes met kegelvormige tip voor fissuren en approximaalvlakken

Restorative, Preventative

0.574.1311

Tip kegelvormig voor fissuren + vlakke vlakken
Steriliseerbaar in de autoclav tot 135 °C

0.574.1321

Vlakke tip voor vlakke tanden, bucaal, linguaal
Steriliseerbaar in de autoclav tot 135 °C

1.004.1640

Tip kegelvormig
Voor detectie van concrementen
Steriliseerbaar in de autoclav tot 135 °C

■ Lichtsonde A kegelvormig

■ Lichtsonde B vlak

■ Parosonde



DIAGNOdent

Apparaat/toebehoren

■ Accu. gemonteerd

0.574.1261

*Voor houden van 5 stuks
normale accu's 1,5V*

■ Stericassette zonder standaard

1.000.1533

*Voor opname van de sondes voor de
stericyclus en voor bewaren
Zonder referentie voor het afstellen
van de DIAGNOdent waarde*

PROPHYflex 3

Poederstraalhandstuk

■ PROPHYflex 3 handstuk 2018



1.000.4672

Poederstraalhandstuk met
MULTIflexaansluiting

Indicatie:

- Tegen verkleuring
- Tandplaque
- Reiniging van de fissuren voor de verzegeling
- Reiniging van brackets
- Verwijderen van lijmresten
- Reiniging van de oppervlakten als voorbereiding van de glazuurestechniek
- Incl. toebehoren
- Extra poederhouder
- Dekfels voor poederhouder
- Reinigingsboren
- Buisnaalden (2 stuks)
- Poeder-reguleerbuis
- Vervangcanule 0.573.0151
- PROPHYflex 2 -3 - poeder (3 zakken)
- PROPHYpearls (3 sticks)



■ Poederhouder

0.573.6152

■ Rubbersluiting

1.000.2678

■ Canule PROPHYflex gefocusseerd

0.573.0151

■ Canule Prophyflex sproeikop

0.573.0181

■ Reinigingsboor

0.573.0321

■ Buisnaald

0.573.6052

■ Poeder - reguleerbuis - blauw

0.573.0412

Grote doorsnede

■ Poeder - reguleerbuis - wit

0.573.0002

Kleine doorsnede



CORONAFlex
Handstuk/toebehoor

■ CORONAFlex 2005



0.579.1000

Afvoersysteem voor tandprothese

Indicatie:

- Losgelaten bruganker
- Noodzakelijke endodontische behandeling
- Secundaire cariës
- Correctie van een foutieve cementering
- Luchtgedreven handstuk met:
- MULTIflex-aansluiting
- Kronentang
- Klemmen klein en groot (elk 2 stuks)
- Lussenhouder
- 2 Lussenhouder

■ Kronentang, compleet



0.579.0111

■ Klem klein

0.579.0392

■ Klem groot

0.579.0402

■ Lussenhouder kronenaftrekker

0.579.0412

■ Lus enkel

0.579.0422



Chirurgie-instrumenten met licht

Voor INTRAsurg 300 plus

■ INTRA-LUX hoekstuk CL 3-09



1.002.3693

Kop en onderdeel demonteerbaar
Totale reductie: 27:1
Kop en onderdeel demonteerbaar
Totale reductie: 27:1
Met glasstaaf voor lichtprestatie van 25.000 Lux
Kleine kop met binnenkoelsysteem (volgens Kirschner en Meyer)
Extern koelmedia-aansluiting op onderdeel bevestigd
Versterkte reduceeroverbrenging

Technische gegevens met INTRAsurg 300 of INTRAsurg 1000

Toerental: 11 - 1.500 min¹
Max. draaimoment 55 Ncm
Automatische herkenning INTRA-LUX
Motor SL 550
Kop CL 3 3:1 1.001.8993
Onderdeel CL 09 9:1 1.001.9258

■ INTRA-LUX hoekstuk CL 3-04



1.003.7894

Met glasstaaf voor lichtprestatie van 25.000 Lux
Kleine kop met binnenkoelsysteem (volgens Kirschner en Meyer)
Extern koelmedia-aansluiting op onderdeel bevestigd
Versterkte reduceeroverbrenging

Technische gegevens met INTRAsurg 300 of INTRAsurg 1000

Toerental: 25 - 3.300 min¹
Max. draaimoment 45 Ncm
Automatische Herkenning INTRA-LUX
Motor SL 550
Kop CL 3 3:1 1.001.8993
Onderdeel CL 04 4:1 1.003.3115

■ Spraybuis compleet

1.002.3377

Voor CL 3-04 en CL 3-09



Chirurgie-instrumenten met licht

Voor INTRAsurg 300 plus

■ INTRA-handstuk CL 10



1.002.0911

Reductie: 1:1

*Met glasstaaf voor lichtprestatie van
25.000 Lux*

Voor handstukboren met standaard lengte

44,5 mm met externe sprayopzet

*Door inzetten van de meegeleverde
aanslag ook voor hoekstukboren*

te gebruiken

Versterkte boorspanning


Max. toerental: 40.000 min¹ met

INTRAsurg 300 plus

Max. draaimoment: 10 Ncm

Automatische herkenning door

INTRA-LUX Motor SL 550



INTRA Chirurgie-instrumenten

Instrumenten voor het krachtige, gevoelige werk in het bot

■ INTRA Chirurgie Handstuk 3610 N1



0.524.5600

Handstuk 1:1

Voor handstukboren met standaard lengte

44,5 mm met sprayopzet

Door inzetten van de meegeleverde

aanslag ook voor hoekstukboren te gebruiken

Makkelijk demonteerbaar

Versterkte boorspanning

Max. toerental: 40.000 min¹

Max. draaimoment: 10 Ncm

■ INTRA Chirurgie Handstuk 3610 N2



0.524.5610

Handstuk 1:1

Voor handstukboren met bijzondere lengte

62,5 mm met sprayopzet

Door inzetten van de meegeleverde

aanslag ook voor standaard-

handstukboren (44,5 mm) te gebruiken

Makkelijk demonteerbaar

Versterkte boorspanning

Max. toerental: 40.000 min¹

Max. draaimoment: 10 Ncm

■ INTRA Chirurgie Handstuk 3610 N3



0.524.5620

Handstuk 1:1

Alleen voor handstukboren met bijzondere lengte

70,0 mm

Met sprayopzet

Makkelijk demonteerbaar

Versterkte boorspanning

Max. toerental: 40.000 min¹

Max. draaimoment: 10 Ncm

INTRA Chirurgie-instrumenten

Instrumenten voor het krachtige, gevoelige werk in het bot

■ INTRA onderdeel C 09



I.001.2278

Reduceeronderdeel 9:1
Makkelijk demonteerbaar
Verbeterde kopspanning
Versterkte reduceeroverbrenging

■ INTRA chirurgieonderdeel 3620 N



0.534.5650

Onderdeel 1:1
Makkelijk demonteerbaar
Verbeterde kopspanning

■ INTRA chirurgieonderdeel 3624 N



0.534.5660

Reduceeronderdeel 4:1
Makkelijk demonteerbaar
Verbeterde kopspanning

■ INTRA chirurgieonderdeel 3630 N



0.534.5670

Reduceeronderdeel 30:1
Makkelijk demonteerbaar
Verbeterde kopspanning
Versterkte reduceeroverbrenging

■ INTRA Kop C 3



I.001.4503

INTRA 3:1
Met binnenkoelsysteem (volgens Kirschner en Meyer)
en extern koelmedium-aansluiting
Kleine doorsnede
Voor chirurgieonderdelen
Max. toerental: 2.500 min¹
Max. draaimoment: 55 Ncm

■ INTRA reduceerkop 67 RIC



0.540.8340

Reduceerkop 4:1
Met binnenkoelsysteem (volgens Kirschner en Meyer)
en extern koelmedium-aansluiting
Voor chirurgieonderdelen
Max. toerental: 2.500 min
Max. draaimoment: 50 Ncm

Zubehör

■ Koppelingsstuk gemonteerd



0.593.0361

*Voor kop 67 RIC en INTRA C3
Voor aansluiten van de koelmediatoevoer
op interne en externe koelmedia-aanzet*

■ Spraybuis compleet

0.540.3711

*Spraybuisjes binnenkoeling voor
67 RIC en C3*





STERiClave B Toebehoren

- Tray 1.004.9255
- Korf 1.004.9264
- Traygreep 1.004.9279
- Afvoerslang 1.004.9241
- Filtersleutel 1.005.0724
- Sterifilter 1.004.9232
- Afvoerfilter 1.004.9233
- Helix Test 1.005.0548
Verpakking met 10 stuks

QUATTROcare

Verzorgingsautomaat

■ KaVo QUATTROcare 2104



■ KaVo QUATTROcare 2104 A



0.411.7600

Reinigings- en doorsmeerautomaat

Programmagestuurd verzorgingsapparaat voor reinigen en oliën van instrumenten en turbines

- Met 3 INTRAmatic- en 1 MULTIflex-verzorgingskoppeling
- Met 1 bus QUATTROcare plus Spray 2140
- Netspanning: omschakelbaar 100/120/230 V
Standaardinstelling 230 V
- Landen uitvoeringen

(bijbehorende netprestatie is in de apparaatprijs inbegrepen, maar moet apart meebesteld worden)

Netprestatie D 0.223.4142
Netprestatie CH 0.692.6881
Netprestatie USA/J 0.692.6891
Netprestatie GB 0.692.6901
Netprestatie AUS 0.692.6851

- Netspanning en netprestatie altijd aangeven bij bestelling.

0.411.7800

Reinigings- en doorsmeerautomaat

Programmagestuurd verzorgingsapparaat voor reinigen en oliën van instrumenten en turbines met luchtaansluiting

- Basisuitrusting zoals KaVo QUATTROcare 2104
- Plus luchtaansluiting voor bijkomend, automatisch reinigen van de spraykanalen na de verzorging
- Netspanning: omschakelbaar 100/120/230 V
Standaardinstelling 230 V
- Landen uitvoeringen

(bijbehorende netprestatie is in de apparaatprijs inbegrepen, maar moet apart meebesteld worden)

Netprestatie D 0.223.4142
Netprestatie CH 0.692.6881
Netprestatie USA/J 0.692.6891
Netprestatie GB 0.692.6901
Netprestatie AUS 0.692.6851

- Netspanning en netprestatie altijd aangeven bij bestelling.





QUATTROcare

Doorsmeerautomaat

Aparte toebehoren voor QUATTROcare 2104 / 2104 A

■ Verzorgingskoppeling INTRA	0.411.7981
■ Verzorgingskoppeling koppen	0.411.7941
■ Verzorgingskoppeling Multiflex	0.411.7991
■ Verzorgingskoppeling COMFORT drive	1.005.1707
■ SIRONA verzorgingskoppeling Sirona TE-Instr.	1.000.1003
■ Verzorgingskoppeling SIRONA T I Turbines	1.000.7156
■ Verzorgingskoppeling NSK Turbines	1.000.8786
■ Verzorgingskoppeling W&H	1.001.7888
■ Verzorgingskoppeling Bien-Air	1.001.7860
■ Verzorgingskoppeling YOSHIDA Turbines z. licht	1.000.7585
■ Verzorgingskoppeling YOSHIDA Turbines m. licht	1.000.7403
■ Verzorgingskoppeling MORITA Turbines	1.000.6063
■ Verzorgingskoppeling MIDWEST Low Speed	1.000.8459
■ Verzorgingskoppeling OSADA Turbines	1.000.8858
■ Verzorgingskoppeling BORDEN 2-gaten	1.002.1217

AANWIJZING:

Houd u aan de wettelijke voorschriften voor de opslag en het transport van aerosolproducten (gevaarlijke stof). DIN-veiligheidsbladen op aanvraag verkrijgbaar.

QUATTROcare

■ QUATTROcare plus Spray 2140 P



1.005.4525

6 flacons KaVo QUATTROcare plus Spray

Rode kleuring

Elk 500 ml inhoud

Milieuvriendelijk drijfgas

Voor reiniging en verzorging van

instrumenten en turbines in de KaVo

QUATTROcare 2104 / 2104 A

Wordt alleen in verpakkingen van 6
flacons geleverd

■ Spantangen-verzorgingsset

1.003.1253

Sproeiknop voor de reiniging en verzorging van
spantangen met QUATTROcare plus spray

LET OP:

Houd u aan de wettelijke
voorschriften voor de opslag en
het transport van aerosolproducten
(gevaarlijke stof).
DIN-veiligheidsbladen op aanvraag
verkrijgbaar.



SPRAYrotor 3 N

Care Unit / Care Spray

■ Sprayrotor 3 2103N

**0.411.7710**

Voor reiniging en verzorging,
van KaVo instrumenten, turbines en luchtmotoren
volgens het rotatieprincipe met drukluchtaansluiting
om de sprayleidingen te reinigen.

aan Reinigen het Spray geleide

Bestaat uit:

- SPRAYrotor met ingebouwde motor,
220V en twee onderhoud aansluitingen
- Een flacon ROTAspray 2 (2142)
- 5 stuks Cleanpac zakken

■ Rota-Spray 2 2142 A

**0.411.7520**

6 Flacons KaVo ROTA Spray à 500 ml
(zonder sproeikop)

Wordt alleen in verpakkingen van 6 geleverd

■ Cleanpac

0.411.9691

Verpakking van 10 stuks

AANWIJZING:

Houd u aan de wettelijke
voorschriften voor de opslag en
het transport van aerosolproducten
(gevaarlijke stof).

DIN-veiligheidsvoorschriften op aanvraag
verkrijgbaar.